


AMOS

HÖRSELSLINGANS HÖRBARHET / INDUKTIOSILMUKAN KUULUVUUS




Sätt hörapparaten i T- eller MT-läge
Kytke kuulokoje T- tai MT-asentoon



 **Utmärkt / Erinomainen**
SFS-EN 60118-4

 **Bra / Hyvä**

 **Svag / Heikko**

 **Störning / Häiriö**

**Tekniskt stöd /
Tekninen tuki:**

 Anton Lindblom

 +358 50 4310123

Ge feedback @ hereuhear.com/se
Anna palautetta @ kuulokuvat.fi



Qlu[®]